

Ice pack soft

Ghiaccio istantaneo tnt



Ghiaccio istantaneo monouso, da usare in tutti i casi in cui necessiti la crioterapia e l'uso del freddo. Il materiale della busta assicura un piacevole contatto con le parti sensibili del corpo (es. viso).

UTILIZZO

Il freddo terapeutico riduce il flusso sanguigno nella zona interessata, contribuendo a ridurre l'infiammazione e il gonfiore. Inoltre, il freddo può agire come un analgesico naturale, alleviando il dolore e fornendo un senso di comfort. Indicato per alleviare il dolore e il gonfiore causati da:

- Distorsioni
- Stiramenti
- Contusioni
- Ustioni minori
- Mal di denti
- Punture di insetti

| CODICE PRODOTTO | Formato | Peso | Confezionamento | Smaltimento |
|-----------------|----------------|-------|---|--|
| ST-IP250S | Busta 14x18 cm | 250 g | Cartone da 25 buste, pedana da 73 cartoni (1.825 buste) | Residuo secco-indifferenziato (seguire indicazioni Comune di appartenenza) |



CARATTERISTICHE

Contatto soffice con la pelle grazie al materiale in TNT della busta

Subito pronto all'uso dopo semplice attivazione

Conformabile ai diversi siti di applicazione

COMPOSIZIONE

Acqua, urea, TNT (testato per il contatto con la pelle)