



SPECULUM VAGINALE sterile

TD-26

att.no.3 pt.2 subpt.2.3

revisione 4

data: 2020-04-21

versione:2023-02-01

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, telefono +48 32 376 07 00-02,06 fax. +48 32 370 38 08

INDICAZIONI:

- Dispositivo progettato per l'esame ginecologico della cervice e della vagina

CARATTERISTICHE:

- Entrambe le lame in polistirene trasparente
- Bullone di chiusura in polietilene
- Posizione delle lame bloccata da un quarto di giro del bullone di bloccaggio (senza avvitare il bullone)
- Bordi perfettamente lisci e affusolati
- Bulloni codificati a colori a seconda della dimensione
- Senza latex
- Monouso
- Senza ftalati
- Sterilizzato con ossido di etilene
- Confezione individuale:plastica



TAGLIA E RIFERIMENTI

CODICE CATALOGO	LARGHEZZA	COLORE	MISURE	CONFEZIONAMENTO
WG-XXS	16 mm	gialla	XXS	100 pz
WG-XS	20 mm	bianca	XS	100 pz
WG-S	24 mm	blu	S	100 pz
WG-M	26 mm	rossa	M	100 pz
WG-L	30 mm	verde	L	100 pz
WG-XL	32 mm	nera	XL	100 pz