



# GIMA

## STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 20 litri

**Codice:** 35580  
**Categoria:** Sterilizzatrici a secco  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II B  
**NSIS:** 2275522  
**CND:** Z12011307  
**EAN13:** 8059304700026



**Descrizione:** STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX

- Unità: Standard
- Capacità: 20 litri
- Misure esterne (mm): 570x345xh 400
- Misure interne (mm): 405x255xh 210

Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox.  
Chiusura a chiave.

Unità standard: doppia resistenza per raggiungere più rapidamente temperature elevate.

Struttura esterna e parte anteriore interamente in acciaio inox, compresa la porta tamburata fortemente isolata con materiale non conduttore.

Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza.

Made in Italy.

**Caratteristiche tecniche:** Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato  
Termometro a sonda: 0° - 200°  
Termoregolatore a sonda: 0° - 200°