



dicoNEX
siringa monouso
luer-lock in 3 parti, sterile
TD-41

all.n.3 pt.2 subpt.2.3

edizione IV

data 31-12-2018

cambio di giorno: 2021-12-22

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polonia, telefono +48 32 376 07 00-02, fax. +48 32 370 38 08

INDICAZIONE:

- * Siringa in 3 pezzi per somministrazione endovenosa, intramuscolare e iniezioni ipodermiche
- * Indicato per prelievo/applicazione di farmaci e corpo raccolta campioni di fluidi

CARATTERISTICHE:

- * Fusto trasparente in polipropilene permettendo perfetta visualizzazione dei contenuti
- * Pistone verde a contrasto
- * Ugello Luer Lock
- * Sigillatura sotto forma di doppio anello sul tappo dello stantuffo situato sulla parte superiore dello stantuffo
- * Scorrimento fluido del pistone grazie alla guarnizione in gomma
- * Flangia di limitazione di fissaggio contro la rimozione accidentale del pistone
- * Nome della siringa e logo del produttore posti sul serbatoio
- * Graduazione nera chiara, leggibile e permanente
facilitare il dosaggio, in modo adeguato:
 - ogni 0,1 ml per il volume di 3 ml
 - ogni 0,2 ml per il volume di 5 ml e 10 ml
 - ogni 0,5 ml per il volume di 20 ml ogni 1 ml per il volume di 30 ml e 50/60 ml
- * Monouso
- * Non pirogenico, non tossico
- * Senza lattice
- * Senza DEHP
- * Sterilizzato con ossido di etilene
- * Durata di conservazione: 5 anni
- * Confezione: 1 pz./blister; 25/50/100 pezzi/scatola



TAGLIA E RIFERIMENTO

CATALOGARE NUMERO	MISURARE	INDIVIDUALE CONFEZIONE	INTERMEDIO CONFEZIONE	MASSA CONFEZIONE
003ML-3CZ-LL-BL	3ml	confezione in	100 pezzi	30x100pz
005ML-3CZ-LL-BL	5 ml	blister confezione	100 pezzi	24x100pz
010ML-3CZ-LL-BL	10 ml	in blister	100 pezzi	16x100pz
020ML-3CZ-LL-BL	20 ml	confezione in	50 pezzi	16x50pz
030ML-3CZ-LL-BL	30 ml	blister confezione	50 pezzi	16x50pz
050ML-3CZ-LL-BL	50/60 ml	in blister confezione in blister	25 pezzi	16x25pz

Preparato da: BS – Product Manager ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

Nessuna parte di questo documento può essere modificata o copiata senza il permesso di ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

pagina 1/1

rev.2021.01