



siringa  
monouso dicoNEX, luer in 3 parti, sterile  
TD-41

all.n.3 pt.2 subpt.2.3

edizione V

data 2020-12-01

cambio di giorno: 2021-12-22

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polonia, telefono +48 32 376 07 00-02,06 fax. +48 32 370 38 08

INDICAZIONE:

- \* Siringa in 3 pezzi per infusioni sottocutanee, intramuscolari ed endovenose
- \* destinato alla redazione e gestione di medicinali/liquidi al paziente e raccogliere i liquidi corporei campioni dal paziente

CARATTERISTICHE:

- \* fusto trasparente consente il pieno controllo visivo del contenuto
- \* stantuffo verde a contrasto
- \* ugello luer
- \* sigillatura sotto forma di doppio anello sul tappo dello stantuffo situato sulla parte superiore dello stantuffo
- \* movimento fluido del pistone grazie alla guarnizione in gomma
- \* Flangia di limitazione che protegge contro la rimozione accidentale del pistone
- \* il design speciale del tappo dello stantuffo della siringa da 1 ml riduce lo spazio morto
- \* nome della siringa e logo del produttore apposti botte
- \* graduazione nera chiara, leggibile e permanente che facilita il dosaggio, adeguatamente:
  - ogni 0,01 ml per capacità di 1 ml
  - ogni 0,1 ml per capacità di 2 ml
  - ogni 0,2 ml per capacità di 5 ml
  - ogni 0,2 ml per capacità di 10 ml
  - ogni 0,5 ml per capacità da 20 ml ogni 1 ml per capacità da 50/60 ml
- \* monouso, apirogeno, atossico
- \* senza lattice
- \* esente da ftalati
- \* Sterilizzato con ossido di etilene
- \* durata di conservazione: 5 anni
- \* confezione: 1 pz./blister; 25/50/100 pezzi/scatola



TAGLIA E RIFERIMENTO

NUMERO DI CATALOGO	MISURARE	IMBALLAGGIO SINGOLO	IMBALLAGGIO INTERMEDIO	IMBALLAGGIO INGROSSO
001ML-3CZ-BL	1 ml	confezione in	100 pezzi	32x100pz
002ML-3CZ-BL	2 ml	blister confezione	100 pezzi	30x100pz
005ML-3CZ-BL	5 ml	in blister	100 pezzi	24x100pz
010ML-3CZ-BL	10 ml	confezione in	100 pezzi	16x100pz
020ML-3CZ-BL	20 ml	blister confezione	50 pezzi	16x50pz
050ML-3CZ-BL	50/60 ml	in blister confezione in blister	25 pezzi	16x25pz

Preparato da: BS – Product Manager ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

Nessuna parte di questo documento può essere modificata o copiata senza il permesso di ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

pagina 1/1

rev.2021.01