



GIMA

ELETTRODI AMBU BLUE SENSOR VL - snap

Codice: 33205

Categoria: Elettrodi, cavi ed accessori ECG

Unità di vendita: conf. 500 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 60766

CND: C020501

EAN13: 5707480022038



Descrizione:

AMBU BLUE SENSOR VL

- gel liquido ad alta conduttività
- combinazione di adesivo istantaneo e a lungo termine
- materiale microporoso traspirante
- connettore compensato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi.

Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

Caratteristiche tecniche:

- Codice AMBU: VL-00-S/25
- Descrizione: BLUE SENSOR VL
- Applicazione: Lungo termine
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Microporoso
- Dimensioni (mm): 72 x 68
- Forma: Rotondo con compensatore
- Vita del prodotto* (mesi): 24
- Radiotrasparenza: NO
- Tipo di connettore: SNAP
- Minimo di vendita: Confezione da 500 pezzi.
- Confezionamento: 20 sacchetti da 25 pz.

*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.