



GIMA

ANALIZZATORE URINA URILYZER 500 PRO con stampante

Codice: 24050

Categoria: Test e analizzatori urine e sangue

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: IVD - Uso Professionale

Classe: A

NSIS: 2560727

CND: W020101020102

EAN13: 4260033719133



Descrizione: LETTORE URINE URILYZER® 500 PRO con stampante

Lettore di strisce per urine semiautomatico e compatto con funzione di caricamento continuo. Grazie all'elevata portata, pari a 500 test all'ora, e alle funzioni avanzate di gestione degli utenti e dei dati, è il sistema ideale per i laboratori e gli ospedali di dimensioni medio-grandi. Presenta anche funzioni avanzate di gestione del CQ e di connessione per rispondere alle esigenze crescenti di gestione della conformità e di acquisizione di dati.

Software disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, PL, HU, RO, SE, RU.

- lettore di codici a barre esterno
- stampante termica integrata con stampa o trasmissione automatica dei risultati
- fino a 500 test all'ora grazie alla possibilità di leggere strisce per urine in continuo
- protocolli applicati: LIS2 (ASTM+) e HL7
- personalizzazione del protocollo di CQ in base ai requisiti di legge e agli standard di laboratorio

Il sistema offre un livello elevato di qualità, efficienza e personalizzazione con opzioni flessibili per i test e la reportistica.

Made in Hungary.

Caratteristiche tecniche: Metodo di misurazione: riflettometria con 4 lunghezze d'onda discrete 505, 530, 620, 660 nm

Parametri: Bilirubina, Urobilinogeno, Chetoni, Acido ascorbico, Glucosio, Proteine (Albumina), Sangue (Emoglobina), pH, Nitriti, Leucociti, Gravità specifica

Misurazioni: fino a 500 test all'ora

Memoria dati: database pazienti: 5.000 test / database CQ: 5.000 test

Schermo: touchscreen LCD VGA capacitivo 5,7"

Interfacce: seriale RS232, USB Tipo A, USB Tipo B, PS2 (tastiera esterna, lettore codici a barre), Ethernet



GIMA

Alimentazione: 12V CC/5A

Dimensioni - peso: 300x300xh 180 mm - 6,5 kg