



# GIMA

## CENTRIFUGA XC-2000

**Codice:** 24035

**Categoria:** Centrifughe

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279240351

**Descrizione:** CENTRIFUGA XC-2000

Centrifuga molto silenziosa a 6 posti, dotata di pannello per la programmazione "one touch" e di controllo elettronico della velocità da 1.000 a 4.000 rpm (incrementi 500 rpm). Corredata di porta-provette metallico per 6 provette da 10 ml e porta-provette per 6 provette da 15 ml.  
Richiamo memoria delle ultime impostazioni di funzionamento.  
Programmazione tempo da 1 a 60 min.  
Robusta struttura in ABS.  
Disattivazione automatica del motore con il coperchio sollevato.

Manuale utente: GB, IT.

**Caratteristiche tecniche:**

- Alimentazione: 220 V - 50 Hz
- Potenza: 80 W
- Velocità: 1.000-4.000 rpm circa (in incrementi di 500 rpm)
- Timer: 1-60 min
- Dimensioni: 320x290xh 320 mm
- Peso: 6 kg
- Capacità: 6 provette da 10 o 15 ml
- RCF max: 1.790 g