



GIMA

CURETTE DERMATOLOGICHE GIMA diametro 2 mm

Codice: 22572

Categoria: Curette biopsia e dermatologiche
KAI, GIMA e STIEFEL

Unità di vendita: conf. 10 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 1774715

CND: A010299

EAN13: 8023279225723



Descrizione: Curette sterili, pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano le operazioni di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di quelle riutilizzabili.

- Curette dermatologiche: Ø 2 mm

Lama in acciaio inossidabile.

Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa.

Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.

Ampia gamma di misure disponibili.

Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia, oncologia, veterinaria.

Scatola e istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arab.

Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti.