



GIMA

GERMOCID INODORE - bottiglia da 1 litro

Codice: 36664

Categoria: Disinfettanti ambiente, strumenti

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 1873521

CND: D99

EAN13: 8009110026056



Descrizione: GERMOCID INODORE - bottiglia da 1 l

Soluzione concentrata con un'azione detergente e disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram+ e Gram-, funghi, micobatteri e virus (adenovirus, HIV, HBV, HCV).

Deterge e disinfetta in modo veloce e pratico tutte le superfici di dispositivi medici non invasivi quali letti, lettighe, maschere e varie attrezzature (piani di lavoro, braccioli, maniglie, ecc.) solitamente in uso negli studi medici o dentistici, negli ospedali e nei centri estetici.

Disinfetta, sgrassa e deterge senza macchiare e senza lasciare aloni. Utilizzabile anche per superfici e materiali sensibili all'alcol.

Dispositivo Medico di Classe IIa in conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

Etichetta/istruzioni: GB, FR, IT.

Caratteristiche tecniche: **COMPOSIZIONE CHIMICA** - 100 g di prodotto contengono:
Cloruro di benzalconio 10,0 g; Ortufenilfenolo 1,0 g; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g