



GIMA

SIRINGA BD EMERALD CON AGO 21G - 5 ml Luer Slip centrale

Codice: 23871
Categoria: Aghi e siringhe
Unità di vendita: conf. 100 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 411649
CND: A020102010201
EAN13: 30382903077329



Descrizione: SIRINGHE BD EMERALD CON AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE

- Capacità: 5 ml
- Misura dell'ago: 21G - 0.8x40 mm
- Codice BD: 307732
- Ecologiche: 30% di materiale in meno rispetto alle altre siringhe
- Flangia: Per un maggiore comfort e una migliore stabilità
- Top stantuffo ruvido: Riduce lo slittamento in fase di somministrazione
- Stopper verde e graduazione in grassetto: Per dosare in maniera accurata
- Corpo trasparente: Consente di visualizzare il fluido
- Anello di ritenzione robusto: Previene la fuoriuscita accidentale dello stantuffo