



GIMA

SIRINGA BD EMERALD SENZA AGO - 2 ml Luer Slip centrale

Codice: 23863

Categoria: Aghi e siringhe

Unità di vendita: conf. 100 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I S

NSIS: 411629

CND: A020102010202

EAN13: 30382903077275



Descrizione: SIRINGHE BD EMERALD SENZA AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE

- Capacità: 2 ml
- Codice BD: 307727
- Ecologiche: 30% di materiale in meno rispetto alle altre siringhe
- Flangia: Per un maggiore comfort e una migliore stabilità
- Top stantuffo ruvido: Riduce lo slittamento in fase di somministrazione
- Stopper verde e graduazione in grassetto: Per dosare in maniera accurata
- Corpo trasparente: Consente di visualizzare il fluido
- Anello di ritenzione robusto: Previene la fuoriuscita accidentale dello stantuffo