



GIMA

AEROSOL MESH INDOSSABILE

Codice: 28065
Categoria: Aerosol ultrasuoni domiciliare
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 2488733
CND: Z12040210
EAN13: 8023279280654



Descrizione: AEROSOL MESH INDOSSABILE

Aerosol a ultrasuoni tascabile e indossabile per il trattamento delle malattie respiratorie. Qualità affidabile, funzionamento silenzioso e particelle di dimensioni fini.
Modalità auto-pulente: alla fine del trattamento, il dispositivo nebulizza acqua pura, ripulendosi dai residui dei farmaci.
- indicatore livello batteria
- porta di ricarica di tipo C
- materiale anti-corrosione
- funzionamento con un solo pulsante

Fornito con mascherina per adulti, mascherina pediatrica, boccaglio per inalazione, batteria integrata, cavo di tipo C e manuale multilingue...

Caratteristiche tecniche: Frequenza ultrasuoni: circa 110 kHz
Nebulizzazione: frequenza = 0,2 ml/min
Durata testina: 180 ore
MMAD: < 5 µm
FPF: = 60%
Volume max/min liquido: 6 ml / 2 ml
Arresto: automatico in assenza di liquido
Alimentazione: batteria al litio integrata 3,7 V, 300 mAh
Tempo di funzionamento: > 60 min.
Durata batteria: 500 cicli
Dimensioni - peso: 54x36x44 mm - 45 g
Protezione liquidi: IPX5