



# GIMA

## CARRELLO DOCCIA - elettrico

**Codice:** 44771

**Categoria:** Barelle e materassi doccia

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2315778

**CND:** Y093312

**EAN13:** 8023279447712



**Descrizione:** BARELLA DA DOCCIA - elettrica

Con sistema di sollevamento elettrico (attuatore Linak, 6.000 N, CC 24 V, 4,5 A).  
Comando IP x 5 con arresto di emergenza.

Utilizzabile sia per il trasporto sia per il lavaggio, soluzione ottimale per il trattamento dei pazienti nei bagni di ospedali e case di riposo. Ruote in gomma Ø 12,5 cm con freno individuale, una con blocco direzionale per facilitare i trasferimenti lineari lunghi. Inclinazione progressiva automatica che consente un graduale drenaggio dell'acqua. Sponde laterali di sicurezza con sistema di apertura/blocco a una mano. Materasso impermeabile imbottito in schiuma PCM e cuscino in PVC di Classe 2 ignifugo autoestinguente, tubo di scarico estensibile e flessibile (Ø 40 mm - lunghezza 1,5 m).

**Caratteristiche tecniche:**

- Portata max: 190 kg
- Peso: 93 kg
- Dimensioni: 2.000 x 745 x h 740/1.080 mm
- Altezza materasso: 20 cm
- Inclinazione per scarico acqua: 7°
- Lunghezza tubo scarico: 150 cm
- Sponda pieghevole testiera: sì
- Sistema direzionale: sì