



GIMA

CARRELLO DOCCIA - idraulico

Codice: 44770

Categoria: Barelle e materassi doccia

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2315777

CND: Y093312

EAN13: 8023279447705



Descrizione: BARELLA DA DOCCIA - idraulica

Utilizzabile sia per il trasporto sia per il lavaggio, soluzione ottimale per il trattamento dei pazienti nei bagni di ospedali e case di riposo. Ruote in gomma Ø 12,5 cm con freno individuale, una con blocco direzionale per facilitare i trasferimenti lineari lunghi. Inclinazione progressiva automatica che consente un graduale drenaggio dell'acqua. Sponde laterali di sicurezza con sistema di apertura/blocco a una mano. Materasso impermeabile imbottito in schiuma PCM e cuscino in PVC di Classe 2 ignifugo autoestinguente, tubo di scarico estensibile e flessibile (Ø 40 mm - lunghezza 1,5 m).

Caratteristiche tecniche:

- Portata max: 190 kg
- Peso: 93 kg
- Dimensioni: 2.000 x 745 x h 740/1.080 mm
- Altezza materasso: 20 cm
- Inclinazione per scarico acqua: 7°
- Lunghezza tubo scarico: 150 cm
- Sponda pieghevole testiera: sì
- Sistema direzionale: sì