



GIMA

MASKOP con maschera trasparente - con elastici

Codice: 25652
Categoria: Mascherine
Unità di vendita: conf. 50 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2218687
CND: T020604
EAN13: 8031413256526



Descrizione: MASK-OP® CON VISORE
- elastici
- verde

Mascherina chirurgica resistente agli spruzzi di liquidi e antiappannante, con visore antistatico.

- 4 strati: tre in tessuto non tessuto anallergico e uno in polietilene a rete
- comodo nasello modellabile
- efficienza di filtrazione (B.F.E.) = 99%, secondo EN 14683:2019+AC:2019
- resistenza a flusso respiratorio < 49,0 Pa/cm², secondo EN 14683:2019+AC:2019
- non contiene fibre di vetro né lattice
- non sterile
- resistenza a spruzzi di liquidi: resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609, correlato a EN 14683:2019+AC:2019
- banda interna antiappannante in polietilene espanso
- Carica microbica = 30 UFC/g, secondo EN 14683:2019+AC:2019

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RU, Arabo.

Made in Italy.