



# GIMA

## MONITOR ECG PORTATILE DUOEK S

**Codice:** 33238

**Categoria:** Elettrocardiografo palmare

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** II A

**NSIS:** 2573615

**CND:** Z1203020202

**EAN13:** 6934440102175



**Descrizione:** MONITOR ECG PORTATILE DuoEK™ S

Monitor ECG portatile per misurazioni e analisi istantanee. Compatto e leggero, esegue facilmente controlli ECG professionali in qualsiasi momento e luogo.

3 derivazioni: mano-mano, mano-gamba e toracica.

- schermo oLED per immagini ECG chiare

- misurazione con un solo pulsante

- 500 misurazioni con una sola ricarica

Adatto per persone con stress elevato, orari irregolari, patologie cardiache e disturbi cardiaci (palpitazioni, panico, vertigini, oppressione toracica e così via).

App ViHealth gratuita su iOS e Android

È possibile caricare automaticamente i dati e condividere con il medico il referto in formato Pdf.

Fornito con caricatore e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE).

**Caratteristiche tecniche:**

Lunghezza ECG: registrazione da 30 secondi a 5 minuti

Intervallo frequenza cardiaca: 30 - 250 bpm

Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile (500 misurazioni)

Tempo di ricarica: 2-3 ore

Schermo: schermo oLED 0,96"

Connessione: connettore micro-USB

Wireless: bluetooth 4.0 BLE

Memoria integrata:

- 10 sessioni per ECG < 1 minuto

- 4 sessioni per ECG di 5 minuti

Memoria su App: illimitata

Dimensioni - peso: 92x32x8,2 mm - 26,8 g