



# GIMA

## OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL in bulk

**Codice:** 25661

**Categoria:** Occhiali - caschetti

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 10

**Dispositivo:** DPI

**Classe:** II



**EAN13:** 8023279256611

**Descrizione:** OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL - sfusi

Sono una parte essenziale di qualsiasi programma di controllo delle malattie infettive per la protezione oculare.

Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica.

Progettati con visiere sia nella parte superiore che lateralmente per proteggere gli occhi da ogni angolo.

Si adattano a qualsiasi testa e presentano una chiarezza ottica superiore.

Autoclavabili.

Conformi EN 166:2001.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, BG, GR, Arabo.

Protezione totale della zona orbitale superiore

Possono essere indossati sopra normali occhiali da vista