



GIMA

SCHERMO FACCIALE ANTI-NEBBIA MONOUSO

Codice: 25662

Categoria: Occhiali - caschetti

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: DPI

Classe: II



EAN13: 8023279256628

Descrizione: SCHERMO FACCIALE ANTIAPPANNANTE MONOUSO

Schermo facciale protettivo monouso in pellicola idrofila antiappannante.
La visiera trasparente e liscia consente di mantenere il contatto visivo proteggendo l'intero volto dalla potenziale contaminazione da parte di patogeni presenti nel sangue, fluidi o spruzzi di materiali chimici nocivi.
Dotato di striscia in spugna e banda elastica.

Dimensioni: 330x220 mm.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL.

Striscia di spugna: 270x35x35 mm

Banda elastica: 12 mm