



GIMA

TAPPETINO DECONTAMINANTE BLU 45x90cm - 30 strati

Codice: 36685

Categoria: Tappetini decontaminanti e film antimicrobici

Unità di vendita: conf. 5 pz.

Quantitativi minimi: 1


Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2449893

CND: T030501

EAN13: 8023279366853



Descrizione: Tappeto decontaminante antibatterico, la migliore soluzione per garantire la massima igiene al luogo di lavoro.

Totale rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote, prima di entrare in aree pulite o sterili. Nessuna cornice contenitiva richiesta.

Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per aderire perfettamente a tutte le superfici pulite e asciutte.

Ogni tappetino dispone di 30 fogli in politene adesivo con uno spessore di soli 1.5 mm. Quando la pellicola superiore è completamente sporca, può essere semplicemente asportata così da esporre la pellicola successiva pulita, contribuendo a mantenere un ambiente pulito in modo molto semplice.

- Spessore: 1,5 mm
- Dimensioni: 45 x 90 cm
- Colore: blu
- Scatola di 5 tappetini con 30 fogli ciascuno