



GIMA

BARELLA CARICAMENTO AUTOMATICO

Codice:	34055
Categoria:	Barelle caricamento per ambulanze
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	I
NSIS:	2483777
CND:	V0899
EAN13:	8023279340556



Descrizione:	<p>Barella che può essere condotta da un solo operatore, facile da estrarre e introdurre in autoambulanza.</p> <p>Dotata di sistema per l'apertura automatica delle gambe delle barelle in uscita dal veicolo e il ripiegamento di quelle anteriori in entrata.</p> <p>Sistema di fissaggio in autoambulanza.</p> <p>Le gambe sono ricoperte di uno strato di polietilene per facilitare il caricamento in ambulanza.</p> <p>Fornita completa di sponde, materasso, cinghie, asta portaflebo e sistema di fissaggio.</p>
Caratteristiche tecniche:	<ul style="list-style-type: none">• Misura:<ul style="list-style-type: none">- 193 x 60 x 88 cm max- 193 x 60 x 21 cm min• Dimensione imballo: 195 x 61 x 26 cm• Peso: 40 kg• Portata: 159 kg