



GIMA

BARELLA CORSIA - senza accessori

Codice: 44760

Categoria: Barelle ospedaliere da corsia

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 350500

CND: V0899

EAN13: 8023279447606



Descrizione: BARELLA CORSIA

Caratteristiche principali:

- Telaio piano rete: realizzato in tubo d'acciaio a sezione semiovale 50x25x2 mm.
- Carrello inferiore: realizzato in tubo d'acciaio Ø 30x1,5 mm e tubo d'acciaio a sezione ovale 40x20x1,5 mm.
- Maniglia di tiro/spinta: in tubo d'acciaio sezione Ø 30x1,5 mm.
- Finitura: finitura con polveri epossidiche; grigio standard RAL 7040.
- Piano rete: a due sezioni con griglie costituite da barre di acciaio Ø 5 mm e maglie quadrate 50x50 mm.
- Sezione schienale: sezione trasversale quadrata 25x15x1,5 mm, regolabile in 5 posizioni a mezzo di una cremagliera.
- Ruote: 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm di cui due dotate di freno indipendente.
- Paracolpi: ai quattro angoli, in resina grigia antiacida, antiurto.

Fornita non assemblata.

Misure esterne 202x71xh 90 cm

Altezza netta rete: 78 cm.

Portata: 135 kg.

Manuale: GB, FR, IT, ES.

IMBALLO PIATTO SALVASPAZIO

Made in Italy.