



GIMA

BARELLA GIMA 4 PIEGHEVOLE - 4 parti

Codice: 34107

Categoria: Barelle pieghevoli

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2210087

CND: V0899

EAN13: 8023279341072



Descrizione: BARELLA GIMA 4 - pieghevole in 4

Struttura in lega di alluminio e telo impermeabile. Leggera, facile da trasportare.

Pieghevole in 4: 2 parti in lunghezza e 2 in larghezza.

Fornita con borsa.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione aperta: 221 x 53 x 16 cm
- Dimensione piegata: 104 x 19 x 12 cm
- Peso: 5 kg
- Portata: 150 kg