



GIMA

BARELLA PROFESSIONALE RX con sponde e portabombola

Codice: 27805

Categoria: Barelle ospedaliere da corsia

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2264002

CND: V0899

EAN13: 8023279278057



Descrizione: BARELLA PROFESSIONALE - INTELAIATURA RADIOTRASPARENTE con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno

TELAIO RADIOTRASPARENTE

Gli assi verticali e l'intelaiatura radiotrasparente consentono alla struttura di avere un'ampia superficie radiotrasparente.

Barella innovativa, elegante, pratica e facile da utilizzare.
Carrello costituito da tubolare robusto per un'ottima stabilità.
4 ruote Ø 200 mm (2 con freno), paraurti, maniglia per spinta.
Intelaiatura fissa spessa 12 mm, con poggiatesta regolabile.
Dimensioni: 196x76xh 75 cm (nette: 193x68 cm).
Portata max: 200 kg.
Peso: 70 kg.

Made in Italy.