



# GIMA

## BARELLA TRENDELENBURG

**Codice:** 27850

**Categoria:** Barelle ospedaliere da corsia

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 350500

**CND:** V0899

**EAN13:** 8023279278507



**Descrizione:** BARELLA TRENDELENBURG

In lega di acciaio, verniciata a fuoco ral 9010 con maniglie in acciaio cromato.  
Altezza regolabile da 50 a 70 cm con pompa oleodinamica.  
Trendelenburg fino a 9°, Anti-Trendelenburg fino a 14° (pompa a gas).  
Portata max: 120 kg.  
4 ruote Ø 200 mm (2 con freno).  
Dimensioni: 65x184 (interne) x h 50-70 cm 72x191 cm (esterne).

Lega di acciaio  
Ruote Ø 200 mm  
Pompa oleodinamica per regolazione altezza  
Paracolpi in tutti e 4 gli angoli

Made in Italy.