



GIMA

CARRELLO AURION AMAGNETICO - giallo

Codice:	45755
Categoria:	Carrelli medicazione ed emergenza
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	I
NSIS:	2552950
CND:	V0899
EAN13:	8023279457551



Descrizione: Carrello amagnetico AURION, giallo, 5 cassetti con ruote amagnetiche, senza sistema di blocco.

CARRELLI MULTIFUNZIONALI AURION

Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa.

- **In poliuretano Baydur®**

Il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni che unisce le migliori caratteristiche della plastica a quelle del metallo. Leggero, robusto, molto resistente a graffi e agli urti. Resistente ai raggi UV. Chimicamente inerte, non provoca reazione agli acidi, organici e inorganici, agli alcali e ai solventi (DIN 68861/1). Ignifugo, autoestinguente (Classe I, UL94 V-O). Atossico, in caso di combustione non produce diossina.

- **Progettazione eccellente**

I carrelli Aurion sono ergonomici, modulari, personalizzabili e modificabili nel corso del tempo. Le maniglie sono termoformate sulla scocca, così come lo è il top di lavoro dall'ampia superficie e bordatura perimetrale contenitiva. Ogni cassetto presenta un supporto per etichetta.

- **Facilmente trasportabili**

Struttura leggera e rotelle di alta qualità anticorrosione che non lasciano segni. Ogni rotella è montata su cuscinetti a sfera con lubrificazione sigillata (2 per ruota), 3 con freno, 1 antistatica.

- **Sicuri e igienici**

Il design dalle forme lisce e senza spigoli garantisce un ottimo livello di sicurezza ed evita l'accumulo di batteri e sporcizia. Facili da pulire e disinfettare anche con detergenti aggressivi.

- **Alto livello di sicurezza**

I morbidi paraurti perimetrali impediscono di arrecare danni agli operatori sanitari, ai pazienti, ad altri oggetti o al carrello stesso.

Dimensioni: 775 x 710 x h 920 mm.



GIMA
