



GIMA

RILEVATORE DI VENE PROFESSIONALE QV-500

Codice: 23456
Categoria: Cercavene
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2335065
CND: V9099
EAN13: 8023279234565



Descrizione: RILEVATORE VENE PROFESSIONALE QV-500

Rilevatori vene portatili che proiettano l'immagine dei vasi sanguigni sulla superficie cutanea, con precisione e rapidità.

Forma ergonomica, tecnologia a infrarossi avanzata per ottenere in tempo reale immagini digitali accurate delle vene sulla cute del paziente.

Consentono a dottori e infermieri di trovare facilmente le vene di pazienti obesi, sottoposti a chemioterapia, con folta peluria, pelle scura, varici, vasi sanguigni sottili o ostruzione vascolare.

Dispongono di 7 colori diversi in base a età, forma del corpo, tonalità cromatica della pelle e ambiente di lavoro.

Indicati per adulti, bambini e neonati.

Consentono di osservare lo spessore vascolare, la lunghezza, la curva e la ramificazione per determinare il punto ideale in cui effettuare la puntura per evitare dolore.

Disponibili anche il supporto da tavolo e il carrello mobile.

Caratteristiche supplementari di QV-600

- display con lingue selezionabili (GB, FR, IT, ES, DE, PL, RU)

- possibilità di fotografare e memorizzare fino a 6.000 immagini per tracciare e analizzare le patologie.

Caratteristiche tecniche:

Luce: innocua a infrarossi

Onda infrarossi: 760-940 nm

Display: -

Immagine: -

Luminosità regolabile: 5 livelli

Distanza rilevamento: 15-25 cm \pm 0,3 mm

Profondità rilevamento: 0-8 mm

Rumorosità: =20 dB

Batteria al litio ricaricabile: 3400mAh

Alimentazione: 5V 2.0A, 100V-240V - 50/60Hz

Dimensione - peso 20x6,2xh 5,5 cm - 280 g

Dotazione standard:

Borsa di alluminio per il trasporto

Scheda di calibrazione

Cavo di ricarica



GIMA

Adattatore
Manuale utente GB, FR, IT, ES