



# GIMA

## SEDIA PORTANTINA PER SCALE PIEGHEVOLE

Codice:	34068
Categoria:	Sedie portantine ed evacuazione
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	I
NSIS:	2475951
CND:	V08050101
EAN13:	8023279340686



**Descrizione:** • SEDIA PORTANTINA PER SCALE - 131x50x155 cm

Affidabili e sicure, con forma ergonomica e struttura in lega di alluminio, facili da utilizzare.

Servono a casa per gli anziani, a scuola, negli ospedali, negli alberghi, ecc. per le evacuazioni di emergenza.

Entrambe salgono e scendono le scale agevolmente e stabilmente grazie ai cingoli in gomma.

Sul terreno si spostano come carrozzine manuali. Il cingolo a forte aderenza evita che la sedia scivoli o si ribalti quando si ferma sulle scale.

Pieghevoli, facili da trasportare e riporre.

Portata max: 100 kg.

4 ruote in gomma resistenti all'usura, maniglie pieghevoli, maniglia telescopica, cuscino removibile, materasso in spugna di PU e cinture di sicurezza.

Schienale di altezza regolabile.

Dimensioni sedia piegata 125x55x33 cm