



GIMA

TAVOLA SPINALE VALUE - arancione

Codice: 34092

Categoria: Tavola spinale

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1



NSIS: 2263199

CND: V0899

EAN13: 8023279340921

Descrizione: TAVOLA SPINALE VALUE

Tavola in PE ad alta densità, leggera, robusta ed economica.

Radiotrasparente a RM e TAC.

Spostamento semplice e rapido dei pazienti grazie al sistema di scorrimento facilitato.

La tavola è galleggiante, ideale per il soccorso in acqua.

Caratteristiche tecniche: Dimensione aperta cm: 186x47x6

Dimensione piegata cm: -

Peso: 8 kg

Portata: 159 kg