



GIMA

CARROZZINA BARELLA

Codice:	34070
Categoria:	Barelle caricamento per ambulanze
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	I
NSIS:	2210072
CND:	Y122199
EAN13:	8023279340709



Descrizione: Particolarmente adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella.

4 posizioni. Costruita in lega di alluminio di alta qualità.

Materasso in morbida gommapiuma e sponda laterale antiruggine facile da pulire.

Fornita completa di sponde, materasso, cinghie e sistema di fissaggio.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni (LxPxH): 190 x 57 x 85 cm
- Dimensioni imballo: 198 x 60 x 25 cm
- Portata: 159 kg
- Peso netto/peso lordo: 32/40 kg