



# GIMA

## BARELLA BASKET

**Codice:** 34098

**Categoria:** Barella basket

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2279321

**CND:** V0899

**EAN13:** 8023279340983



**Descrizione:** Robusta, resistente e flessibile, è ideale per diverse operazioni di soccorso nelle miniere, in quota e in acqua.

Una tecnica di produzione rivoluzionaria assicura uno spessore uniforme su tutta lunghezza della barella.

La scocca è in polietilene ad alta densità e si unisce ad un telaio in alluminio per migliorarne la resistenza. Le maniglie per il trasporto, sono integrate nella struttura e sono disposte lungo l'intero perimetro. I fori per il fissaggio dei moschettoni di sollevamento sono in acciaio inossidabile.

All'interno del guscio è presente un materasso rimovibile applicato con Velcro®, realizzato in EPDM, che lo rende impermeabile sia al sangue che all'acqua.

Polietilene ad alta densità infrangibile e garantisce un'ottima sanificazione.

Può contenere una tavola spinale.

Viene fornito con una corda di nylon lungo tutto il perimetro, tre cinghie di nylon di 50 mm con fibbie a sgancio rapido, resistente all'acqua, con regolatore di posizione materasso, poggiatesta in polietilene pre-formato con regolazione della posizione.

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni: 215 x 65 x h 19 cm
- Capacità di carico: 280 kg
- Peso: 13,5 kg