



GIMA

BARELLA CARROZZINA MULTIPOSIZIONE

Codice: 34057

Categoria: Barelle caricamento per ambulanze

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2233133

CND: V0899

EAN13: 8023279340570



Descrizione: BARELLA AUTOCARICANTE MULTIPOSIZIONE - SEDIA A ROTELLE

Barella automatica multifunzionale dal design unico, regolabile in posizioni diverse per qualsiasi situazione di emergenza, anche in situazioni difficili.

Fissaggio anteriore e posteriore per bloccare la barella in ambulanza nella posizione desiderata.

La parte superiore può diventare una sedia a rotelle. La barella è regolabile a 6 livelli e inclinabile avanti e indietro secondo la necessità. Quando è piegata in avanti, lo schienale è sostenuto da molle pneumatiche fisse che permettono il controllo dell'inclinazione da 0 a 60 gradi.

Materasso, cinghie, sponde, asta portaflebo e sistema di fissaggio sono inclusi.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione max (LxPxH): 198x56x89 cm
- Dimensione min (LxPxH): 198x56x33 cm
- Dimensione imballo: 199x58x35 cm
- Portata: 159 kg
- Peso netto, peso lordo: 40 kg, 46 kg
- Inclinazione max in avanti/all'indietro: 0-90 gradi
- Regolazioni altezza (4 livelli): 93 cm - 82 cm - 70 cm - 35 cm