



GIMA

BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS

Codice: 34075

Categoria: Materassi a depressione

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico



NSIS: 2598606

CND: V08050103

EAN13: 6974442056144

Descrizione: BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS

Materassi a depressione utilizzati per trasportare pazienti feriti, evitando compressioni e riducendo il rischio di ulteriori lesioni. TPU durevole e di alta qualità, imbottito con innocuo materiale EPS particolato e conformato in modo tale da adattarsi al corpo umano. Compatibili con raggi X e TAC. Il personale sanitario può utilizzare la pompa ad aria per generare vuoto o pressione negativa, regolando con facilità e rapidità il grado di durezza in base alla gravità delle lesioni. Leggeri, pieghevoli dopo essere stati sgonfiati e facilmente trasportabili. Dotata di quattro maniglie su entrambi i lati, di una pompa ad aria e di una borsa per il trasporto.

Portata max.: 200 Kg
Dim. materasso aperto: 204x100x5 cm
Peso: 6 kg