



GIMA

BARELLA MULTIPOSIZIONE AUTOMATICA

Codice: 34072

Categoria: Barelle caricamento per ambulanze

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2233137

CND: V0899

EAN13: 8023279340723



Descrizione: Barella multi posizione completamente automatica.

Facilmente regolabile fino a 6 livelli per qualsiasi situazione di emergenza. Si può reclinare in avanti e indietro ed è dotata di schienale e poggipiedi regolabili in diverse posizioni.

Può essere caricata in ambulanza da un solo operatore e bloccata nella posizione desiderata.

Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza. Materasso in morbida gommapiuma rivestito in PVC speciale saldato.
Sponde laterali antiruggine e facili da pulire.

Fornita completa di sponde, materasso, cinghie, asta flebo, e sistema di fissaggio.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione max. (LxPxH): 198 x 54 x 93 cm
- Dimensione min. (LxPxH): 198 x 54 x 30 cm
- Dimensioni imballo: 218 x 67 x 35 cm
- Portata: 159 kg
- Peso netto/peso lordo: 39 kg/45 kg