



# GIMA

## IMMOBILIZZATORE SPINALE - adulto L

**Codice:** 34062

**Categoria:** Immobilizzatori spinali

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2598639

**CND:** M03050201

**EAN13:** 6974442059299



**Descrizione:** IMMOBILIZZATORE SPINALE - ADULTI L (ALTEZZA 170-185 CM)

Bloccano il paziente avvolgendolo in modo idoneo in caso di lesioni alle coste. Le cinghe, disponibili in colori differenti, possono essere fissate rapidamente. Fibbie in nylon e cinture di sicurezza. È consigliabile che, in caso di utilizzo con un fissaggio per il collo, il paziente sia collocato in posizione seduta prima di essere trasferito a una barella in PE. Cinghia frontale per fissare la testa e cinghia di sicurezza per bloccare il mento.

Portata max.: 175 kg

Peso: 4,5 kg

Dim. immobilizzatore aperto: 88x86 cm

Dim. immobilizzatore chiuso: 88x28x9 cm