



GIMA

MAGNETOTERAPIA MAG 1000 - 2 canali

Codice: 28338
Categoria: Magnetoterapia
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 226604
CND: Z120606
EAN13: 8019781472090



Descrizione: MAG 1000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali - 20 programmi

Mag 1000 è un dispositivo CEMP ad alta frequenza particolarmente consigliato per il trattamento di patologie di tessuti molli quali muscoli e tendini. Offre 20 programmi preimpostati con 3 livelli regolabili di intensità. Genera un segnale elettrico con una frequenza portante di 27 MHz, modulata con frequenze specifiche (da 8 Hz a 640 Hz) e pertanto in grado di lenire il dolore nel punto colpito. Progettato e indicato anche per la cura, la riabilitazione e il recupero funzionale di molte patologie. Funzionamento in continuo. Idoneo sia per uso professionale, sia per uso domestico.

Dimensioni: 153x91x38 mm

Fornito con fascia elastica terapeutica, borsa per il trasporto, batteria ricaricabile 2.300mAh, caricabatteria, manuale in GB, FR, IT, ES, DE.

Caratteristiche tecniche: 20 PROGRAMMI:
Artrite-Artrosi
Ecchimosi
Reumatismi
Mialgia
Protesi-dolori articolari
Tendinite
Ernia del disco
Ematomi
Dolori muscolari
Epicondilite
Osteoporosi
Epitrocleite
Fratture
Lombalgia
Distorsioni
Contratture muscolari
Lussazioni
Applicazione media 2h
Traumi
Applicazione lunga 4h