



## Manopola in TNT non saponata



### CODICE PRODOTTO

NM-WSGL-NP

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Manopola in TNT per la pulizia dei pazienti.  
Il prodotto è composto da uno speciale TNT da 50 g/m2 estremamente delicato al contatto con la pelle e con un elevato potere assorbente.

Le misure sono 22x16.5 cm.

### DESTINAZIONE D'USO

Settore dentale, ospedaliero-medico, RSA, industria e pulizia.  
Utilizzo: ambito ospedaliero o domiciliare.  
Indicato per il lavaggio semplice e veloce di ogni parte del corpo.

### CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di I categoria. Conformità al regolamento (UE) 2016/425.

### Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	MISURA	TAGLIA	PESO
8055719546396	22x16.5 cm	Unica	50 g/m2

### MATERIA PRIMA

TNT (50gsm)

### AVVERTENZE

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2.

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in luogo fresco e asciutto; Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore; Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo; Non utilizzare il prodotto in contatto con i prodotti chimici o con prodotti irritanti e corrosivi; Indossare il prodotto con le mani asciutte e pulite; Prima di utilizzare il prodotto controllarne l'integrità; Il prodotto non necessita di schede di sicurezza.

### DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	Confezionamento primario	Confezionamento secondario	Pallet
	50 pezzi 	1000 pezzi (20 buste) 	40 Cartoni 
	Busta trasparente	Cartone ondulato	Pallet in legno 80x120x200 cm

### ISTRUZIONI D'USO

Estrarre il prodotto dalla confezione, inserire la mano al suo interno, bagnare il prodotto con acqua, detergere delicatamente la cute. Asciugare senza risciacquare.

### STOCCAGGIO

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto.

### SMALTIMENTO

Il dispositivo, al termine del suo utilizzo, deve essere trattato secondo le vigenti normative in materia in funzione del campo di applicazione in cui è stato impiegato.

VALIDITÀ	5 anni dalla data di produzione
FABBRICANTE	MED CONSULTING srl - Via Revello 38M - SALUZZO - CN - ITALY
LUOGO DI PRODUZIONE	Paesi Extra U.E.
IMPORTATORE	MED CONSULTING srl - Via Revello 38M - SALUZZO - CN - ITALY



CE DPI

