



# GIMA

## ROTOLO ASSORBENTE IMPERMEABILE 90cmx50m - 2.500 ml/m2

**Codice:** 25166  
**Categoria:** Tappetini assorbenti  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 2184860  
**CND:** T030104  
**EAN13:** 8023279251661



**Descrizione:** Rotoli assorbenti da ritagliare secondo le proprie necessità.

- Dimensioni: 90 cm x 50 m
- Assorbenza: 2.500 ml/m2

Tappetini in rotolo da collocare sul pavimento della sala operatoria o vicino al lavabo della presala operatoria per trattenere i liquidi che possono cadere sul pavimento. Hanno un'elevata capacità assorbente e una velocità di assorbimento ottimale. Distribuiscono il liquido assorbito secondo il principio della capillarità e lo mantengono nella loro struttura interna, evitando il sollevamento della superficie.

La speciale pellicola sul lato inferiore blocca il tappetino sul pavimento e lo tiene fermo senza richiedere l'uso di sostanze adesive che potrebbero lasciare tracce di collante sul pavimento. I tappetini aderiscono perfettamente al terreno, evitando il rischio di incidenti.