



# GIMA

## SEDIA PORTANTINA A 4 RUOTE

**Codice:** 34074

**Categoria:** Sedie portantine ed evacuazione

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2299344

**CND:** V0899

**EAN13:** 8023279340747



**Descrizione:** Particolarmente adatte per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove lo spazio è limitato.

Costruite in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile.

Dotate di 4 ruote, 1 con fermo, 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili 30 cm.

Facilitano il trasporto su terreni lisci.

2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza automatico.

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni da piegata: 91 x 52 x 19,5 cm
- Misura aperta: 91 x 52 x 71 cm
- Dimensione sedia:
  - altezza schienale: 91 cm - larghezza: 52 cm
  - altezza seduta: 48 cm - larghezza: 52 cm
- Capacità: 150 kg
- Peso: 8,5 kg