



GIMA

SEDIA PORTANTINA

Codice: 34058

Categoria: Sedie portantine ed evacuazione

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2327931

CND: V9099

EAN13: 8023279340587



Descrizione:

Progettata e costruita per lo spostamento dei pazienti in emergenza da luoghi a spazio limitato.
Ripiegata, può essere posta a bordo della maggior parte delle ambulanze.
Costruita in acciaio cromato con freni sulle ruote anteriori.
La copertura della seduta è in nylon ricoperto in vinile, facilmente lavabile.
Si ripiega in un solo movimento ed è dotata di due cinture a sgancio rapido per immobilizzare il paziente.

Caratteristiche tecniche:

- Altezza (aperta/chiusa): 98/78 cm
- Larghezza: 41 cm
- Profondità con le impugnature estese: aperta 80 cm
- Profondità con le impugnature ripiegate: chiusa 31 cm
- Peso: 12 kg
- Capacità di carico: 116 kg