



GIMA

SET STECCOBENDE - 5 pezzi

Codice: 34685

Categoria: Steccobende - Stecche dita

Unità di vendita: 1 set

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2528428

CND: M03050299

EAN13: 8023279346855



Descrizione: Immobilizzano gli arti in modo efficace.

Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici del paziente.

Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato 100% idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido.

Fascia in velcro per un fissaggio rapido.

Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi.

Istruzioni in: GB, FR, IT, ES, PT.