



# GIMA

## SET STECCOBENDE A DEPRESSIONE

**Codice:** 34690

**Categoria:** Steccobende - Stecche dita

**Unità di vendita:** 1 set

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2598644

**CND:** M03050201

**EAN13:** 6974442059183



**Descrizione:** KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

Il kit include stecche a depressione per braccio, gomito e gamba, borsa di nylon e pompa. Stecche fabbricate con TPU durevole e di alta qualità, riempite con innocuo materiale particolato di EPS.

Adatte per esami radiografici e CT.

La rigidità delle stecche può essere regolata pompando aria secondo la necessità.

Regolazione rapida e semplice della morbidezza e durezza delle stecche.

Dimensioni dell'imballaggio: 50x28x22 cm

Borsa per il trasporto e pompa da 0,25 l incluse