



# GIMA

## STECCOBENDA BOSTON

**Codice:** 34123

**Categoria:** Steccobende - Stecche dita

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2416092

**CND:** Z12130285

**EAN13:** 8034028011283

**Descrizione:** Stecca conformabile per fratture.

Lavabile e disinfettabile, è rivestita di materiale atossico ed è radiotrasparente.

**Dimensioni:** 92 x 11 cm.

**Istruzioni multilingue:** GB, FR, IT, ES, DE.

