



# GIMA

## STECCOBENDA per gamba

**Codice:** 34680

**Categoria:** Steccobende - Stecche dita

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2528765

**CND:** M03050299

**EAN13:** 8023279346800



**Descrizione:** Immobilizzano gli arti in modo efficace.

Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici del paziente.

Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato 100% idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido.

Fascia in velcro per un fissaggio rapido.

Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi.

Istruzioni in: GB, FR, IT, ES, PT.