



GIMA

STECCOBENDA per gomito/caviglia

Codice: 34684

Categoria: Steccobende - Stecche dita

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2528765

CND: M03050299

EAN13: 8023279346848



Descrizione: Immobilizzano gli arti in modo efficace.

Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici del paziente.

Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato 100% idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido.

Fascia in velcro per un fissaggio rapido.

Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi.

Istruzioni in: GB, FR, IT, ES, PT.