



# GIMA

## TROUSSE IMMOBILIZZO ARTI - 4 pezzi

**Codice:** 34106  
**Categoria:** Steccobende - Stecche dita  
**Unità di vendita:** conf. 4 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 72803  
**CND:** Z12069080  
**EAN13:** 8023279341065



**Descrizione:** STECCOBENDE GONFIABILI DI PRIMO SOCCORSO - set da 4

Indispensabili per il primo intervento in caso di incidenti, tagli, schiacciamenti. Prevengono il sanguinamento superficiale senza bloccare la circolazione, garantendo un trasporto indolore della parte lesionata.

La benda è una copertura trasparente in PVC facile da pulire e riutilizzabile, resistente all'acqua e alle diverse condizioni atmosferiche.

Possono essere eseguite diagnosi mediche e radiografie senza dover rimuovere il bendaggio.

La lunghezza del tubo (14,5 cm) e la valvola rendono facile il gonfiaggio, anche da parte della persona lesa.

Set di 4 pezzi differenti: gamba intera, piede/caviglia, braccio, mano/polso suddivisi in una borsa a 4 scomparti, con pompa per il gonfiaggio

Made in Italy.