



GIMA

STRISCE URINA IN FLACONE - 10 parametri - professionali

Codice: 24073

Categoria: Test e analizzatori urine e sangue

Unità di vendita: conf. 100 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: IVD - Uso Professionale



NSIS: 2420294

CND: W0101060204

EAN13: 4260033718518

Descrizione: STRISCE 10 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce

Queste strisce possono essere utilizzate dai professionisti per effettuare test visivi. Controllo delle condizioni generali di salute e screening preliminare di diabete, malattie al fegato, malattie emolitiche, disturbi urogenitali e renali e anomalie metaboliche.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, NO, SE, FI, DK, RU, CZ, PL, TR, BG, MT, HU, HR, RO, SK, SL, LV, LT, GA, ET, istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL.

Made in Germany.

Caratteristiche tecniche:

- Parametri:
- Glucosio
- Chetoni
- Proteine
- Valore del pH
- Sangue
- Nitriti
- Leucociti
- Gravità specifica
- Bilirubina
- Urobilinogeno