

Salviette liscia in TNT piega a Z



CODICE PRODOTTO

NM-PTNTZ

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il prodotto è composto da uno speciale TNT da 40 g/m2 (white spunlace 40 gsm +/- 0,5 gsm) liscio, estremamente morbido, massima resistenza allo strappo, ottime capacità di assorbimento di sporco e acqua. Non lascia residui (es. pelucchi), latex free.
Estremamente delicato al contatto con la pelle, particolarmente indicata in caso di pelli sensibili.
Imbustato con piega a Z per una presa facilitata.
Le misure sono 30x40 cm (+/-0.5 cm).

DESTINAZIONE D'USO

Settore dentale, ospedaliero-medicale, RSA, industria e pulizia.
Per la pulizia dei pazienti/idonea all'utilizzo asciutto e/o bagnato sostitutiva della spugna.

CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di I categoria. Conformità al regolamento (UE) 2016/425.

Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	MISURA	TAGLIA	PESO
8055386923919	30x40 cm (+/-0.5 cm)	Unica	40 g/m2 (white spunlace 40 gsm +/- 0,5 gsm)

MATERIA PRIMA

tessuto non tessuto spunlace bianco 40 gsm +/- 0.5 gsm

CARATTERISTICHE TECNICHE




Liscio, estremamente morbido, massima resistenza allo strappo, ottime capacità di assorbimento di sporco e acqua. Non lascia residui (es. pelucchi), latex free. Estremamente delicato al contatto con la pelle, particolarmente indicata in caso di pelli sensibili.

AVVERTENZE

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2.

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in luogo fresco e asciutto; Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore; Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo. Non utilizzare il prodotto in contatto con prodotti chimici o con prodotti irritanti e corrosivi; utilizzare il prodotto con le mani asciutte e pulite.
Prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'integrità.

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	Busta	Cartone	Pallet
	100 pezzi	1000 pezzi	42 Cartoni
			
	Confezione singola	Cartone ondulato	Pallet in legno 80x120x190 cm

ISTRUZIONI D'USO

Igienizzare le mani lavandole con acqua e sapone o con una soluzione disinfettante idroalcolica.

STOCCAGGIO

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto.

SMALTIMENTO

Il dispositivo, al termine del suo utilizzo, deve essere trattato secondo le vigenti normative in materia in funzione del campo di applicazione in cui è stato impiegato.

VALIDITÀ

5 anni dalla data di produzione

FABBRICANTE

MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38M - Saluzzo - CN - ITALY

LUOGO DI PRODUZIONE

Italy

**CE DPI**