



tubo endotracheale cuffiato sterile

TD-40

all.n.3 pt.2 subpt.2.3

revisione 5

data: 31-01-2019

modifica del: 2023-02-01

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polonia, telefono +48 32 376 07 00-02, fax. +48 32 370 38 08

INDICAZIONE:

- * tubo endotracheale inserito nella trachea per prevenire l'ostruzione delle vie aeree e l'insufficienza respiratoria

CARATTERISTICHE:

- * realizzato in PVC termoplastico
- * marcatore radiografico su tutta la lunghezza del tubo
- * dotato di occhio Murphy laterale
- * graduato ogni 1 cm
- * doppio marcatore di profondità per controllare la posizione del tubo
- * bracciale a bassa pressione, alto volume
- * dimensione del tubo marcata in 4 punti (sul connettore, sul palloncino pilota e in due punti sul corpo del tubo)
- * connettore staccabile con diametro esterno di 15 mm
- * palloncino pilota con indicazione del LOTTO e della taglia
- * senza lattice
- * monouso
- * sterilizzato con EO
- * confezione singola: foglio di carta



TAGLIA E RIFERIMENTO

CATALOGARE NUMERO	MISURARE	INTERMEDIO CONFEZIONE	MASSA CONFEZIONE
CERCHIO-30	DI (mm) 3,0 DI	20 pezzi	10 x 20 pezzi
RIM-35	(mm) 3,5 DI (mm)	20 pezzi	10 x 20 pezzi
RIM-40	4,0 DI (mm) 4,5 DI	20 pezzi	10 x 20 pezzi
RIM-45	(mm) 5,0 DI (mm)	20 pezzi	10 x 20 pezzi
CERCHIO-50	5,5 DI (mm) 6,0 DI	20 pezzi	10 x 20 pezzi
CERCHIO-55	(mm) 6,5 DI (mm)	20 pezzi	10 x 20 pezzi
CERCHIO-60	7,0 DI (mm) 7,5 DI	20 pezzi	10 x 20 pezzi
CERCHIO-65	(mm) 8,0 DI (mm)	20 pezzi	10 x 20 pezzi
CERCHIO-70	8,5 DI (mm) 9,0 DI	20 pezzi	10 x 20 pezzi
RIM-75	(mm) 9,5 DI (mm)	20 pezzi	10 x 20 pezzi
RIM-80	10,0	20 pezzi	10 x 20 pezzi
RIM-85		20 pezzi	10 x 20 pezzi
CERCHIO-90		20 pezzi	10 x 20 pezzi
CERCHIO-95		20 pezzi	10 x 20 pezzi
RIM-100		20 pezzi	10 x 20 pezzi