



# GIMA

## GLUCOMETRO GIMA mg/dl - GB, IT, SE, FI

**Codice:** 24108  
**Categoria:** Glucometri e accessori  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** IVD - Autoanalisi



**NSIS:** 1832226  
**CND:** W0201060102  
**EAN13:** 8023279241082

**Descrizione:** Glucometro GIMA - solo misuratore

Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema Gima di controllo del glucosio, sviluppato da Acon, con campioni di sangue fresco capillare, venoso, neonatale.

Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015.

Lingua scatola e manuale: GB, IT, SE, FI.

**Caratteristiche tecniche:** Tecnologia: Biosensore/Elettrochimica, Glucosio deidrogenasi (GDH-FAD)  
Metodo di calibrazione: No coding  
Calibrazione risultati: Plasma-equivalente  
Tempo di prova: 5 secondi  
Volume campione: 0,6µL  
Tipo campione: Sangue fresco intero (capillare, venoso, neonatale)  
Aree di prova: Punta del dito, avambraccio, palmo  
Intervallo ematocrito: 10-70%  
Memoria: 1.000 risultati con data e ora  
Valori medi del test: calcolo dei valori medi a 7, 14, 30, 60, 90 giorni  
Trasferimento dati: USB  
Soluzione di controllo: 3 livelli  
Spegnimento automatico: 2 minuti dopo l'ultima azione  
Alimentazione: 2 batterie a bottone CR 2032 3,0V  
Durata della batteria: 3.000 misurazioni

**Altre funzioni:**

- Rilevamento automatico campione insufficiente
- Rilevamento campione alterato